

## Produktdatablad

### SenSura Convex Light 1-dels, ileostomiposer, dobbeltfilter

#### 1. Virksomhedsdata

##### 1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S  
 Adresse Holtedam 1  
 Land Danmark  
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

##### 1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S  
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
 Tlf. nr. 49111213  
 Fax nr. 49111212  
 E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

##### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura Convex Light 1-dels, ileostomiposer, dobbeltfilter

##### 2.2. Sortimentsoversigt:

**Se "Sortiment"**

##### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

#### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap:  nej      Papir:  nej      Glas:  nej  
 Metal:  nej      Latex:  nej      Bomuld:  nej  
 Økologisk:   
 Andet: Aktivt kul, pektin, gelatine, CMC, polyisobutylen, SIS, guar gum, pigment, epoxydized soybeanoil

##### 3.2. Plast:

Plast-typer: EVA, CPE, PVdC, PE, PP, PA, TPO      PVC:  nej  
 Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_      % af PVC: \_\_\_\_\_

##### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  nej      Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  nej      Genbrugsmaterialer:  nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :  nej  
 Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  Papir:  Glas:   
Metal:  Latex:  Bomuld:   
Økologisk:

Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: PE (til bortskaffelse af produktet) PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfbre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:  Ja:  Klasse: I

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja:  Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej:  Ja:  Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

| Anbefaling = X     | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse | Mærke f. genanvend.              |
|--------------------|-------------|--------|---------------|----------------------------------|
| Produkt            | x           |        |               |                                  |
| Enkeltemballage    |             |        | X             | ja, Mobious-loopen enl ISO 14021 |
| Inderemballage     |             |        | X             | ja, Mobious-loopen enl ISO 14021 |
| Transportemballage |             |        | X             | ja, Mobious-loopen enl ISO 14021 |