

Information til sundhedspersonale om Peristeen®

Denne pjece er lavet til sundhedspersonale for at give information om transanal irrigation med Peristeen.

Kontakt Coloplast Danmark A/S

Tlf.: 4911 1213, alle hverdage mellem 8.30-16.00.



Information om Peristeen®

Information til sundhedspersonale

Peristeen er et transanalt irrigationssystem (TAI), som kan hjælpe mennesker, der har udfordringer med afføringsinkontinens og/eller forstoppelse. Systemet er nemt at bruge og kan bidrage til forudsigelig tarmtømning.

Sådan virker Peristeen Plus og Peristeen Light

Transanal irrigation er tarmskylning med lunkent vand (34-40°C), som indføres i endetarmen ved hjælp af et ballon- eller et konuskateter. Der findes et skyllesystem, Peristeen Plus, som indeholder op til 1,4 liter vand og skyller højt i colon. Derudover findes et skyllesystem, Peristeen Light, som indeholder op til 175 ml og skyller den nederste del af tarmen (rectum sigmoideum). Brugeren sidder på toilettet under proceduren. Vand og afføring ledes direkte ud i toilettet. Med regelmæssig tømning, som anbefalet af sundhedspersonalet, kan brugeren opleve en forbedret livskvalitet.

Hvordan igangsættes patienten/borgeren?

Der kræves oplæring af sundhedspersonale eller en specialiseret sundhedsudbyder for at finde den bedste løsning med TAI. Sundhedspersonale kan vurdere, om lavt eller højt skyl passer bedst til brugeren.

Hvornår kan der ansøges bevilling?

Når oplæringen er afsluttet, og der er tale om en varig lidelse, kan der ansøges om bevilling på produktet efter Serviceloven § 112. Det sker bl.a. elektronisk på borger.dk. Dokumentation fra behandlingsstedet vedhæftes i ansøgningsprocessen (udtalelser, dokumentation for funktionsnedsættelsen, journaludskrifter o.l.). Er du i tvivl om bevillingsprocessen, er du velkommen til at kontakte Coloplast Danmark.

Peristeen Light



Vejledningsvideo
Peristeen Light

Peristeen Plus



Vejledningsvideo
Peristeen Plus